


「VSRAD(ブイエスラド)通信」は、早期 AD 診断支援システム「VSRAD」のユーザー登録をいただいている皆様へ、VSRAD に関する最新情報やご利用に役立つ情報をお知らせするニュースレターです。



こんにちは！VSRAD ユーザー登録事務局です。

「VSRAD(ブイエスラド)通信」では、VSRAD ユーザーの皆様から多くいただいたお問合せや、開発最新情報、システムについてのご連絡などをお届けいたします。今回は、アップデート更新、パンフレット改訂などの情報をお知らせいたします。是非お読みください！

┌──INDEX──┐

- |
- | 《1》VSRADplus アップデータ(Ver.3.00.0016)更新のご案内
- |
- | 《2》パンフレット改訂のご案内
- |
- | 《3》事務局より～編集後記
- |

《1》VSRADplus アップデータ(Ver.3.00.0016)更新のご案内

9月14日(月)、VSRADplus アップデータを更新いたしました。
VSRADplus をお使いで、以下の現象がみられる場合にご利用ください。

- レポート印刷で複数部数が出力されない場合
- 「Z スコアマップ画像表示」画面の詳細設定で、表示範囲を「同時表示」に設定・保存していて、健常者との比較でエラーが発生する場合

※詳しくは、VSRAD ホームページの「アップデート・補助ツール」のページをご覧ください。

http://www.vsrad.info/up_date/index.html

《2》パンフレット改訂のご案内

アドバイザー医師からのご指導のもと、下記パフレット掲載の「脳表確認ポイント」を修正(確認するエリアを拡張)いたしました。

- VSRAD 解説シリーズ(1) p.3
- VSRAD 解説シリーズ(2) p.5

※詳しくは、VSRAD ホームページの「マニュアル・パンフレット」のページをご覧ください。

<http://www.vsrad.info/manual/index.html>

なお、VSRAD ホームページ(<http://www.vsrad.info/>)は上記内容のほか、Q&A、講演・発表・文献一覧も更新されています。ご参照ください。

《3》事務局より～編集後記

夕方窓の外を見ると、お日様が出ている時間が随分と短くなったような気がします。東京でも以前より暑さが和らぎ、秋の始まりを感じる今日この頃です。

朝晩と日中の寒暖の差が激しい季節ですが、どうぞお体にお気をつけて元気にお過ごしください！

編集・発行：VSRAD ユーザー登録事務局

※「VSRAD(ブイエスラド)通信」に関するお問合せや、VSRAD をご利用中にお困りのことがございました場合には、お手数ですが、「VSRAD システムサポートセンター」までお問合せ下さい。(本メールにご返信いただいてもお受けすることができません。)

VSRAD システムサポートセンターメールアドレス
systemhelp@vsrad.jp

※配信停止をご希望の場合はお手数ですが、件名に「配信不要」等のコメントを明記の上、このメールにご返信をお願いいたします。

Copyright(C)2009

Eisai Co.,Ltd. & Pfizer Japan Inc.
